

Ai fornitori invitati

Comunicazione a mezzo MEPA

Oggetto: RDO aperta n. 2686998: Procedura negoziata sotto soglia comunitaria per la sottoscrizione di accordo quadro, per la fornitura mediante somministrazione periodica di terreni per controlli indoor per i laboratori di Arpae ER, per la durata di 24 mesi. AGGIORNAMENTO CHIARIMENTI AL 24 DICEMBRE 2020.

Facendo seguito a richieste di chiarimenti inerenti la RdO in oggetto siamo a specificare le seguenti precisazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.

Di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute.

Domanda: *Si chiede di specificare tipologia e composizione terreni richiesti.*

Risposta: POSIZIONE 1.

Piastre con terreno TSA-ICR (piastre da 90 mm) per campionamento passivo dell'aria

Tryptic Soy Agar (Soybean Casein Digest Agar)

Casein Peptone 15 g/l

Soy Peptone 5 g/l

NaCl 5 g/l

pyruvate

Agar 15 g/l

pH value in the range of 7.1 to 7.5.

10 piastre confezionate con triplo involucro e sterilizzate a raggi gamma. L'involucro è in polipropilene con una barriera di PE-EVOH-PE.

Risposta: POSIZIONE 2.

Strisce sterilizzate con raggi gamma con terreno per carica microbica – Indicatore TC-γ

Tryptic Soy Agar (Soybean Casein Digest Agar)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

acquisti@arpa.emr.it | pec: acquisti@cert.arpa.emr.it

Pancreatic digest of casein 15 g/l

Soy bean peptone 5 g/l

NaCl 5 g/l

Agar 15 g/l

Neutralizers: lecithin, polysorbate 80; thioglycollate

pH value in the range of 7.1 to 7.5.

Ogni striscia di agar deve essere sigillata individualmente in confezione di plastica (involucro primario) ed essere flessibile. La confezione deve avere doppio involucro e essere sterilizzata a raggi gamma.

Le strisce devono essere compatibili con lo strumento campionatore d'aria microbiologico RCS® High Flow Touch, RCS® High Flow.

Risposta: POSIZIONE 3.

Strisce sterilizzate con raggi gamma con terreno per lieviti e muffe – Indicatore SDX-y

Sabouraud Dextrose Agar

Enzymatic Digest of Casein 10 g/l

Dextrose 20 g/l

Agar 20 g/l

Selective mix (antibiotici gamma-irradiabili con proprietà inibitorie nei confronti dei ceppi batterici)

Supplements

The pH value is in the range of 6.7 to 7.1.

Ogni striscia di agar deve essere sigillata individualmente in confezione di plastica (involucro primario) ed essere flessibile. La confezione deve avere doppio involucro e essere sterilizzata a raggi gamma.

Le strisce devono essere compatibili con lo strumento campionatore d'aria microbiologico RCS® High Flow Touch, RCS® High Flow.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it |
P.IVA e C.F. 04290860370
acquisti@arpa.emr.it | pec: acquisti@cert.arpa.emr.it

Risposta: POSIZIONE 4.

HYCON BLANK STRIP KIT, INDICATORI VUOTI.

devono essere compatibili con lo strumento campionatore d'aria microbiologico RCS® High Flow Touch, RCS® High Flow.

Risposta: POSIZIONE 5.

Terreno per verifica sterilità del guanto (carica microbica totale) TRYPTIC SOY AGAR WITH LTHTh-ICR (la formulazione contiene neutralizzanti e le piastre sono irradiate con raggi gamma) in piastre da 15CM

Tryptic Soy Agar (Soybean Casein Digest Agar)

Casein Peptone 15 g/l

Soy Peptone 5 g/l

NaCl 5 g/l

Polysorbate (Tween®) 80 5 ml/l

Lecithin 0.7 g/l

Histidine 0.5 g/l

Sodium Thiosulfate 0.3 g/l

Agar 15 g/l

pH value in the range of 7.1 to 7.5

3 piastre confezionate con triplo involucro trasparente e sterilizzate a raggi gamma. L'involucro è in polipropilene con una barriera di PE-EVOH-PE.

Cordiali saluti

Bologna 24 dicembre 2020

Il Responsabile del procedimento
(Dr.Stefano Forti)

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it |
P.IVA e C.F. 04290860370
acquisti@arpa.emr.it | pec: acquisti@cert.arpae.emr.it